



RESUCITADOR MECÁNICO INFANTIL BioRohm RMI

- RESUCITADOR/CPAP NEONATAL Y PEDIÁTRICO.
- VISUALIZACIÓN DE PRESIONES EN LA VÍA AÉREA.
- DURABLE Y DE FÁCIL MANEJO.
- REGULACIÓN DE PRESIÓN DE FIN DE INSPIRACIÓN, TIEMPO INSPIRATORIO Y PEEP/CPAP.
- VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESIÓN INTERNA.



GARANTÍA: 2 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

El Resucitador Mecánico Infantil Marca BioRohm RMI es de funcionamiento neumático y puede ser alimentado con aire comprimido, oxígeno o mezcla aire/O₂. Es de fácil y rápido manejo por parte del operador y especial para ser utilizado en cuidado intensivo y atención de urgencias neonatales y pediátricas. Permite realizar ventilación por CPAP.

La característica principal del RMI es que a diferencia de los resucitadores convencionales, permite la visualización y control de la presión de fin de inspiración y PEEP en la vía aérea del paciente; garantizando una buena y confiable asistencia respiratoria.

Cuenta con una válvula interna limitadora de presión de seguridad precalibrada en 40 cmH₂O para proteger al paciente.

El RMI está construido con materiales esterilizables y reutilizables.

<u>DIMENSIONES</u>	<u>PESO</u>	<u>ALIMENTACIÓN</u>	<u>CONSUMO</u>
135x155x130 mm.	500 grs.	Aire/O ₂	5 a 20 Lpm

Fabricado y Garantizado por: SDE Ingeniería Ltda.

Avenida Calle 19 Nro. 4 - 74 Of. 701 - Bogotá D.C. - Colombia.

Tel/Fax: 57-1-753 90 72 Tel.: 57-1-281 3519 Mail: sde_ingenieria@cable.net.co